



**Szanowny Kliencie,** dziękujemy za Twoje zaufanie i zakup urządzenia Evorei Boost 1. Wybrany przez Ciebie produkt jest urządzeniem przeznaczonym do higieny jamy ustnej. Urządzenie nie jest produktem medycznym i przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zasad przedstawionych w instrukcji może być przyczyną obrażeń oraz może przyczynić się do uszkodzenia urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

**01. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

1. Dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonej sprawności motorycznej, psychicznej albo poznać mogą używać produktu tylko pod odpowiednim nadzorem.
2. Nie należy używać urządzenia dłużej niż przez 5 minut i częściej, niż co 2 godziny.
3. Nie należy używać urządzenia w przypadku posiadania ran w jamie ustnej.
4. Przed zastosowaniem urządzenia powinno się usunąć biżuterię z jamy ustnej.
5. Nie wrzucać lub wkładać żadnych obcych przedmiotów do otwartego urządzenia.
6. Jeżeli lekarz zalecił przyjmowanie antybiotyku przed wykonaniem wszelkich czynności dentystycznych, należy skonsultować się ze stomatologiem przed użyciem tego urządzenia.
7. Urządzenie nie jest zabawką.
8. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzone przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
9. Urządzenia nie należy demontować z wyjątkiem sytuacji, gdy ma ono zostać poddane utylizacji.
10. Nie należy wkładać wtyczki do gniazdka o innym napięciu niż przypisane do tego urządzenia.
11. Nie napełniaj zbiornika wodą o temperaturze przekraczającej 40°C!
12. Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Jeżeli jest uszkodzone, nie używaj go!
13. Nie uderzaj ani nie upuszczaj urządzenia. Jeżeli na skutek takiego działania pojawi się uszkodzenie – zaprzestań używania urządzenia.
14. Trzymaj przewód zasilający akumulator z dala od nagrzanych powierzchni.

15. Nie włączaj urządzenia bez nalożonej końcówki.
16. Nie naruszaj urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
17. Trzymaj końcówkę irygatora poza zasięgiem dzieci; istnieje ryzyko zadławienia.
18. Płynny do płukania ust mogą uszkodzić urządzenie. Nie wlewaj płynów do płukania ust do zbiornika wody.
19. Jeżeli w trakcie lub po irygacji odczuwasz ból albo dyskomfort, lub masz jakiegokolwiek obawy związane z wpływem urządzenia na Twoje zdrowie, skontaktuj się z lekarzem.
20. Nie przykładaj końcówki zbyt mocno do dziąseł ani zębów.
21. Używaj tylko oryginalnych końcówek, które są dołączone do zestawu.
22. Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia przestrzeni między zębami, języka oraz do poprawy kondycji dziąseł. Nie używaj urządzenia w sposób inny niż zawarty w instrukcji obsługi!
23. Nie należy kierować strumienia wody bezpośrednio pod język, do ucha, nosa ani do innych delikatnych miejsc. Urządzenie jest zdolne do wytworzenia ciśnienia, które może powodować uszkodzenia w tych obszarach.
24. Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użycia przez dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności psychicznej albo poznać.
25. Nie próbuj samodzielnie naprawiać, modyfikować ani demontować części urządzenia.
26. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może wpaść do wanny lub umywalki.

**02. IRYGATOR DO HIGIENY JAMY USTNEJ**

Służy do czyszczenia przestrzeni wokół aparatów stałych, koron i mostów. Usuwa do 99% płytki nazębnej oraz doskonale czyszczy obszary między zębami oraz poniżej linii dziąseł.

**Klasyczne czyszczenie zębów:** Mycie zębów z pomocą tradycyjnej szczoteczki nie zapewnia dokładnego usunięcia resztek jedzenia oraz bakterii z obszarów między zębami.



Obszar czyszczenia nicią dentystyczną jest również ograniczony tylko do górnej linii dziąseł.




Irygator precyzyjnie usunie resztki pokarmu, osady nazębne i chorobotwórcze bakterie z przestrzeni międzyzębnych.



**03. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**


1. 4x końcówka klasyczna
2. 1x kabel do ładowania
3. 1x instrukcja obsługi



**UWAGA!** Podczas pierwszego użycia irygatora, u niektórych osób może pojawić się krwawienie dziąseł. Krwawienie dziąseł to normalne zjawisko i zależy jest od ich kondycji. Jeżeli krwawienie nie ustąpi w ciągu 2 tygodni regularnego używania irygatora może to oznaczać, że cierpisz na chorobę przyzębia. Zaprzestań korzystania z urządzenia i skonsultuj się ze swoim dentystą.

**04. OPIS URZĄDZENIA**


1. Włącznik/wyłącznik
2. Wyświetlacz 0-LED
3. Przycisk zmiany trybów pracy
4. Końcówka do irygacji
5. Przycisk blokady końcówki
6. Gniazdo ładowania
7. Zbiornik wody




**05. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA**

**WAŻNE!** Irygator będzie w pełni gotowy do użycia po uprzednim naładowaniu akumulatora! Czas ładowania akumulatora wynosi ok 4 godzin. **NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA W TRAKCIE ŁADOWANIA!**

1. Podłącz kabel ładujący USB do źródła zasilania.
2. W trakcie ładowania akumulatora na wyświetlaczu urządzenia pojawi się symbol ładowania.
3. Czas ładowania wynosi ok. 4 godz.




**A. INSTALACJA KOŃCÓWEK** Umieść końcówkę w otworze rączki irygatora i lekko ją dociśnij. Instalując końcówkę usłyszysz delikatne kliknięcie, a pierścien regulacji przylgnie do uchwyty. Aby wyjąć końcówkę z rączki, należy nacisnąć przycisk blokady znajdujący się na obudowie irygatora.



**B. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA**

Otwórz wieczko zbiornika i napełnij go wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Zbiornik należy napełniać trzymając urządzenie w pozycji poziomej. Wlot zbiornika zabezpieczony jest zatyczką z uszczelką. Po każdym napełnieniu zbiornika, upewnij się czy wlot jest zabezpieczony prawidłowo.



**06. UŻYCIIE IRYGATORA**

1. Włącz urządzenie naciskając przycisk ON/OFF znajdujący się w górnej części obudowy nad wyświetlaczem.
2. Po włączeniu urządzenie automatycznie przejdzie do ostatnich użytych ustawień.

**3.** Urządzenie posiada 5 trybów irygacji (STRONG, MEDIUM, SOFT, PULSE i tryb własny DIY). W celu zmiany trybu pracy, wystarczy nacisnąć przycisk znajdujący się poniżej wyświetlacza.

**4.** W trybie DIY poziom ciśnienia można regulować przytrzymując przycisk zmiany trybu pracy.

**5.** Urządzenie wyłącza się po 120 sekundach pracy w dowolnym trybie.

**6.** Poziom akumulator można sprawdzić na wyświetlaczu urządzenia. Jeżeli urządzenie rozładuje się, wyświetlacz nie będzie aktywny.

**7.** Przed pierwszym użyciem oraz w przypadku, gdy urządzenie nie było używane przez co najmniej 3 miesiące, naładuj urządzenie przez 4 godz. W pełni naładowany irygator może pracować utrzymując energię przez ok. dwa tygodnie.

**07. KOŃCÓWKI DO IRYGACJI**

**1. Klasyczna końcówka do irygacji zębów:** służy do oczyszczania przestrzeni międzyzębnych, szczelin dziąsłowych oraz kieszonek dziąsłowych. Klasyczna końcówka przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji w trudno dostępnych miejscach.



**08. TECHNIKA CZYSZCZENIA ZĘBÓW**

1. Skieruj strumień wody pod kątem 90° do linii dziąseł, blisko ust, aby uniknąć chłapania wodą, ale tak aby woda mogła swobodnie przepływać z ust do umywalki. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, należy zacząć od tylnych części jamy ustnej i płynnie przechodzić do przednich zębów. Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł zatrzymując się na krótko między zębami. Kontynuuj proces, dopóki nie oczyszczysz wewnątrz i na zewnątrz zarówno górnych, jak i dolnych zębów.

**09. PO ZAKOŃCZONEJ IRYGACJI**

**1.** Po zakończonej irygacji otwórz zatyczkę zbiornika i wylej resztę wody. Włącz na chwilę urządzenie, aby pozbyć się resztek wody zalegającej w urządzeniu. Wyłącz urządzenie, zamknij wlot zbiornika wody i wytrzyj irygator suchym ręcznikiem. Zbiornik wody można także napełniać oraz opróżniać odkręcając sam zbiornik od głównej części urządzenia.

**10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**


**1.** Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko czystej wody lub łagodnych środków czyszczących. Stosowanie substancji o kwaśnym odczynie (np. soda, ocet), może spowodować jego uszkodzenie. Nie wolno stosować wody o temperaturze wyższej niż 40°C.

**2.** Trzymaj urządzenie z daleka od wysokiej temperatury i bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.

**3.** Po zakończonej irygacji wyjąć wyładowanie i opróżnij zbiornik. Włącz na chwilę urządzenie, aby pozbyć się resztek wody zalegających w urządzeniu. Wyłącz urządzenie, zamknij pokrywę zbiornika wody i wytrzyj irygator suchym ręcznikiem.

**11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wyciek wody pomiędzy końcówką a rączką irygatora.	Końcówka nie jest włożona prawidłowo.	Wyciągnij końcówkę irygatora i ponownie zamontuj ją w rączce.
Wyciek wody z wężka i dopowadźającego wodę.	Uszkodzony wążek.	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem producenta.
Wyciek wody ze zbiornika.	Brak zaworu na dnie zbiornika lub zawór jest odwrotnie zainstalowany.	Zamontuj zawór we właściwym kierunku lub zgłoś problem do sprzedawcy.
Ciśnienie wody jest bardzo niskie.	Końcówka jest zatkana lub zdeformowana.	Wymień końcówkę.
Irygator się nie włącza.	Uszkodzony mechanizm lub wyładowana bateria.	Sprawdź poziom naładowania baterii/ Skontaktuj się ze sprzedawcą.
Pęknięcie pomiędzy wlotem końcówki irygatora.	Końcówka może być zużyta.	Sprawy na nową.
Nie działają przyciski na rączce irygatora.	Bateria jest wyładowana lub źle zainstalowana.	Wymień lub wymień baterie.




**10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

**1.** Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko czystej wody lub łagodnych środków czyszczących. Stosowanie substancji o kwaśnym odczynie (np. soda, ocet), może spowodować jego uszkodzenie. Nie wolno stosować wody o temperaturze wyższej niż 40°C.

**2.** Trzymaj urządzenie z daleka od wysokiej temperatury i bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.

**3.** Po zakończonej irygacji wyjąć wyładowanie i opróżnij zbiornik. Włącz na chwilę urządzenie, aby pozbyć się resztek wody zalegających w urządzeniu. Wyłącz urządzenie, zamknij pokrywę zbiornika wody i wytrzyj irygator suchym ręcznikiem.



**11. TROUBLESHOOTING**

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
Water leaking between the jet tip end and the irrigator handle	The jet tip is not inserted correctly	Pull the tip out and connect it to the socket
Water tube is leaking	Damaged water tube	Contact the seller or the manufacturer service center
Water leaking from the tank	No valve at the end of the tank, or the tank is installed the wrong way around	Mount the valve in the correct way or report the problems to the seller
Water pressure is very low	The tip is clogged or deformed	Replace the tip
Irrigator is not turning on	The device is damaged, or the battery is flat	Check the battery charge level or contact the seller
Fracture of the gum jet tip	The jet tip can be used	Replace the jet tip for a new one
The buttons on the irrigator handle are not working	The battery is flat or installed incorrectly	Check or change the batteries

**12. SPECYFIKACJA**

**Pojemność:** 280ml  
**Pulsacja wody:** 1400 – 1800 Impulsów na min.  
**Zakres ciśnienia:** 30 – 100PSI  
**Moc:** 5W  
**Napięcie:** DC5V 1A  
**Akumulator:** 1400mAh Lit  
**Wodoodporność:** IPX7  
**Regulacja końcówki:** 360°  
**Tryby pracy:** 5 trybów  
**Waga:** 0,30 kg  
**Kolor:** Czarny  
**Wymiary:** 71,5x63x220 mm

**13. KARTA GWARANCYJNA/ REKLAMACJE**

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://evorei.pl/gwarancja/>


Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.igktrade.pl/>

Szczegółowy kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: [www.evorei.pl](http://www.evorei.pl)

Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarskimi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

**Importer:** KGK Trade sp. z o.o. sp. k. ul. Ujastek 5B 31-752 Kraków Polska

*Wyprodukowano w P.R.C.*



**Dear Customer,** Thank you for trusting our brand and buying Evorei Boost 1, an irrigator used for oral hygiene and care. The device is not a medical product and is designed for household use only.

Before using the device, please follow the user manual carefully. Failure to comply with the rules presented in the instructions can cause injuries or device damage. The manufacturer is not liable for the damages resulting from not following the instructions.

**01. SAFETY**

1. Children of 8 years and older and people with reduced motor, mental or cognitive abilities can use the device only under guardian supervision.
2. It is not recommended to use the device longer than 5 minutes or more often than every 2 hours.
3. Do not use the device if you have sores or cuts inside your mouth.
4. Remove all jewelry from your mouth before using the device.
5. Do not toss or put any objects into the device when open.
6. If your doctor recommended you take antibiotics before doing any dental work, consult your dentist before using the device.
7. The device is not a toy.
8. Cleaning and maintenance should not be performed by children without adult supervision.
9. Do not disassemble the device except for when it is supposed to be utilized.
10. Do not insert the plug into the socket with a different voltage than the one specified for this device.
11. Do not fill the tank with water over 40°C!
12. Check the device before every use. If it appears to be damaged, do not use it.
13. Do not hit or drop the device. If you drop or hit the device, and it becomes damaged – stop using it immediately.
14. Store the charging cord away from heated surfaces.
15. Do not power the device without previously mounting a jet tip.
16. Do not immerse the device in water or other liquids.
17. Keep the tip of the water flosser out of reach of children – choking hazard!
18. Mouthwash can damage the device. Do not pour mouthwash inside the water flosser tank.
19. If you feel pain or discomfort during or after irrigation, or experience any other reactions to the water flosser, consult your doctor.
20. Do not press the tip of the flosser too hard against your gums or teeth.
21. Use only original tips included in the set.

**22.** The device is designed to clean the spaces between teeth and tongue and to improve gum health. Do not use the device for other reasons than what stated in the user manual!

**23.** Do not direct the water stream directly under the tongue, inside the ear, nose, and other delicate places. The device can produce such pressure that can damage these sensitive spots.

**24.** The device is not designed to be used by children and people with reduced mental or cognitive capabilities.

**25.** Do not try and fix the device on your own or modify and disassemble the device parts.

**26.** Do not put the device in a place where it can fall into a tub or sink.

**02. ORAL HYGIENE IRRIGATOR**

Designed to clean the spaces between permanent braces, crowns, and dental bridges. It gets rid of up to 99% plaque and perfectly cleans the spaces between teeth and below gum lines.

**Standard teeth cleaning:** Washing your teeth with a traditional brush does not provide a thorough removal of all the leftover food particles and bacteria from between the teeth.



The range of dental floss is also limited - it can reach only the upper gum line.




Irrigator will precisely remove food particles, residue, and pathogenic bacteria from the spaces between teeth.



**03. INCLUDED**


1. 4x standard jet tips
2. 1x charging cable
3. 1x user manual



**ATTENTION!** Some people may experience bleeding from gums when first using the Irrigator. Bleeding gums are a normal phenomenon which depends on the gum condition. If the bleeding does not stop after 2 weeks or regular irrigator usage, it can indicate that you are suffering from periodontal disease. Stop using the device and consult your doctor.

**04. DEVICE DESCRIPTION**


1. ON/OFF switch
2. 0-LED display
3. Mode button
4. Jet Tip
5. Lock button
6. Recharge input
7. Water tank



**05. BEFORE USE**

**IMPORTANT!** Irrigator will be fully ready to use after previous battery charge! Time of battery charge is around 4 hours. **DO NOT USE THE DEVICE WHEN CHARGING!**

1. Plug the charging USB cable into the power source.
2. When charging the battery, the display will show battery icon.
3. Device charging time is around 4 hours.



**06. USING THE DEVICE**

1. Turn the device by pressing the ON/OFF button situated on the upper part of the case right above the screen.
2. After turning the device on, the irrigator will automatically switch to the last used settings.

**3.** The device is equipped with 5 irrigation modes (STRONG, MEDIUM, SOFT, PULSE and DIY). To change the working mode, press the button below the screen.

**4.** In DIY mode you can regulate the pressure level by pressing and holding the mode change button.

**5.** The device automatically turns the water stream off after working for 120 seconds in any mode.

**6.** Battery level can be checked on the device display. If the battery runs out of power, the display will not light up.

**7.** Before the first use and when device has not been used for a long time (at least 3 months), charge the device for 4 hours. Fully charged irrigator can work for around two weeks.

**07. IRRIGATION TIPS**

**1.** Standard irrigation tip: used to clean the spaces between teeth, gum gaps and gum pockets. Classic tip is designed for daily cleaning in hard-to-reach places.

**08. TEETH CLEANING TECHNIQUES**

1. Place the irrigator in a vertical position. Adjust the jet tip so the water stream is turned to a 90° angle to the gums to avoid splashing with water, and so the water can easily flow from your mouth to the sink.
2. To get the best results, start from the back section of the teeth and slowly move the jet tip towards the front. Move the tip along the gum line and stop shortly between the teeth lines. Continue the process until you fully clean the inner and outer sides of top and bottom teeth.

