



Drogi Kliencie, dziękujemy za Twoje zaufanie i zakup urządzenia Evorei BOOST 3.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

01. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1. Dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonej sprawności motorycznej, psychicznej albo poznawczej mogą używać produktu tylko pod odpowiednim nadzorem.

02. IRYGATOR DO HIGIENY JAMY USTNEJ Służy do czyszczenia przestrzeni wokół aparatów stałych, koron i mostów.

- 04. OPIS URZĄDZENIA 1. Pokrywa zbiornika (schowek na końcówki) 2. Zbiornik na wodę (600 ml)



Dear Customer, Thank you for trusting our brand and buying Evorei BOOST 3.

Before using the device, please follow the user manual carefully.

01. SAFETY

- 1. Children of 8 years and older and people with reduced motor, mental or cognitive abilities can use the device only under guardian supervision.

02. ORAL HYGIENE IRRIGATOR Designed to clean the spaces between permanent braces, crowns, and dental bridges.

- 04. DEVICE DESCRIPTION 1. Tank lid with nozzle holders 2. Water tank (600ml)

05. KOŃCÓWKI IRYGATORA

1. Zestaw zawiera trzy końcówki klasyczne, które różnią się od siebie kołorem pierścienia.

- 03. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 1. Evorei BOOST 3 2. 3x końcówki klasyczne 3. 1x końcówka poddźgłowa

- 06. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU Zasilanie i regulacja ciśnienia Podłącz przewód zasilania.

Napełnianie zbiornika

Zdejmij pokrywę zbiornika z górnej części urządzenia, napełnij go letnią wodą i zamknij szczelnie zbiornik.

- 07. UŻYCIĘ IRYGATORA 1. Pochnij się w stronę umywalki i włóż końcówkę irygatora do ust.

- 08. TECHNIKA CZYSZCZENIA ZĘBÓW Podłącz przewód zasilania. Przycisk włączania/wyłączania, paazy oraz zmiany regulacji ciśnienia znajdują się na przedzie rączki do irygacji.

09. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Urządzenie można wyłączyć przyciskiem ON/OFF znajdującym się na ręczce irygatora.

- 11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 1. Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko czystej wody lub zgodnych środków czyszczących.

- 12. CZYŚCZENIE I KONSERWACJA 1. Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko czystej wody lub zgodnych środków czyszczących.

12. WYMIANA BATERII

Rączka irygatora wyposażona jest w jedną baterię typu AAA.

- 13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PROBLEM Wyciek wody pomiędzy końcówką a rączką irygatora.

- 13. TROUBLESHOOTING PROBLEM Water leaking between the jet tip and the irrigator handle.

14. SPECYFIKACJA

Pojemność: 600ml Pulsacja wody: 1400 - 1800 impulsów na min.

15. KARTA GWARANCYJNA/ REKLAMACJE Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.

Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączone) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarskimi.

Importer: KGK Trade sp. z o.o. sp. k. ul. Ujastek 5B 31-752 Kraków Polska

Wyrodkowano w P.R.C.

15. WARRANTY/ CLAIMS This product is covered by a 24-month warranty.

Complaints should be submitted with the complaint form which can be found at http://reklamacje.kgktrade.pl/

Contact details and the address of the service can be found on the website: www.evorei.pl

The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste.

Importer: KGK Trade sp. z o.o. sp. k. Ujastek 5B 31-752 Cracow Poland

Made in P.R.C.